

## Updaten naar Windows 11

Microsoft heeft begin oktober het nieuwe operating system Windows 11 gelanceerd. Fabrikanten zijn momenteel volop de compatibiliteit en werking van zowel de apparatuur als software aan te testen. U zult begrijpen dat hier enige tijd voor nodig is, zeker als het oudere apparatuur of software betreft. Op deze pagina zullen wij u continue updaten over de stand van zaken m.b.t. uw merk en type apparatuur en software. Wij zullen trachten de informatie zo zorgvuldig en compleet mogelijk te vermelden. Mocht uw apparatuur ontbreken dan kunt u uiteraard contact met ons support team opnemen.

### Algemeen advies:

1. Alvorens u een nieuwe computer met Windows 11 aankoopt of u wilt upgraden naar Windows 11 raadpleeg dan eerst of uw hardware en software compatibel is met Windows 11 op deze pagina. Dit voorkomt veel onnodige (herstel)werkzaamheden en frustraties
2. Als tandarts runt u een professioneel bedrijf. Koop daarom **geen Windows 11 Home editie** aangezien dit in heel veel gevallen niet compatibel is. Koop dus altijd **Windows 11 Professional**
3. Microsoft heeft aangegeven tot **tenminste 14 oktober 2025** Windows 10 te blijven ondersteunen. Zoals we in het verleden hebben gezien is de kans groot dat Microsoft ook na deze datum nog een extended support aanbiedt om organisaties in staat te stellen het operating systeem nog enige tijd veilig te kunnen gebruiken.

Mochten er ondanks de informatie op deze pagina toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons support team.

### Inmiddels zijn de volgende softwarepakketten compatible met Windows 11:

Versie van Windows: Windows 11 Pro/Enterprise, 32 or 64-bit (software and DTX Studio Core)  
2 NOTICE! 32-bit is supported only for 2D image viewing. DTX Studio™ Core, 3D imaging and image capture with KaVo Driver requires 64-bit

- DTX Studio™ Core 3.10.4 (included)
- KaVo Driver 21.2 (included)
- CLINIVIEW™ Mobile 2.3 or newer
- SCANORA™ Mobile 2.3 or newer
- OnDemand3D™ 1.0.10.6388 or newer
- Invivo 5.4 and 6.0

### Softwarepakketten die nog niet compatible zijn met Windows 11:

#### ***Digora for Windows***

Om mogelijke storingen te voorkomen adviseren wij voorlopig niet te updaten naar Windows 11

#### **Stern Weber**

Om mogelijke storingen te voorkomen adviseren wij voorlopig niet te updaten naar Windows 11

#### **3Shape**

Om mogelijke storingen te voorkomen adviseren wij voorlopig niet te updaten naar Windows 11

Voor meer informatie: <https://www.3shape.com/en/faq/windows11>

#### **Visiquick**

Om mogelijke storingen te voorkomen adviseren wij voorlopig niet te updaten naar Windows 11

Ook bij gebruik van deze software adviseren wij u voorlopig niet de update van Windows 11 uit te voeren:

- Sidexis / Galaxis / Cerec SW / Inlab
- Mediadent
- Vixwin
- DBSWin / VistaEasy
- Carestream CSI

### **Algemene informatie over Windows 11**

*Belangrijk: onderstaande informatie heeft enkel betrekking op Windows 11 en houdt geen rekening met eventuele aanvullende systeemvereisten voor uw hardware of applicatiesoftware.*

### **Wat zijn de systeem vereisten voor Windows 11?**

De systeemvereisten voor Windows 11 vindt u [hier](#)

### **Waar vindt ik meer informatie over Windows 11?**

Meer informatie over Windows 11 vindt u [hier](#)

### **Hoe kan ik checken of mijn PC geschikt is voor een upgrade naar Windows 11**

Microsoft heeft een tool om automatisch te controleren of uw pc in aanmerking komt voor een upgrade, deze tool vindt u [hier](#)

U kunt ook de systeemvereisten [hier](#) controleren